

ECCO med Produkte für die Augenärztliche Genossenschaft Westfalen eG



Profitieren Sie von unseren günstigen Konditionen und entscheiden Sie sich für ECCO med Produkte:

**ECCO med advanced plus (plus T / plus zoom) - asphärische biokompatible Monatsaustausch-Kontaktlinse mit UV-Filter
(bw Blister / bw T Blister / bw zoom Blister)**



Technische Daten

Material: Bestfilcon
 Wassergehalt: 54%
 Dk/t: 39 (bei -3,00 dpt)
 Mittendicke: 0,07 mm (-3,00 dpt)
 Handlungstint: light green
 UV-Filter: ja

Lieferbereich (med advanced plus AS)

Radius: 8,60
 Sphäre: -12,50 bis -6,00 (0,50)
 -6,00 bis +6,00 (0,25)
 +6,00 bis +8,00 (0,50)

Radius: 8,9
 Sphäre: -12,50 bis -6,00 (0,50)
 -6,00 bis -0,25 (0,25)

DIA: 14,20

Lieferbereich (med advanced plus zoom)

Radius: 8,60
 Sphäre: -12,00 bis -6,00 (0,50)
 -6,00 bis +5,00 (0,25)
 +5,00 bis +6,00 (0,50)

Addition: 1,00 bis 2,50 (0,50)
 DIA: 14,20

Lieferbereich (med advanced plus T)

Radius: 8,70
 Sphäre: +4,00 bis -6,00 (0,25)
 Zyl.: -0,75; -1,25; -1,75; -2,25 dpt
 Achsen: 10° bis 180° (in 10°-Abst.)
 DIA: 14,20

ECCO soft & change med Hyaluron - isotonische Pufferlösung für alle weichen Kontaktlinsen



**Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren und Abspülen sowie zur Proteinentfernung.
Mit dem wertvollen Benetzungsstoff Hyaluron für angenehmes Kontaktlinsentragen.**

Packungsgröße

100 ml
 360 ml

ECCO med Saline - isotonische Pufferlösung zum Abspülen von Kontaktlinsen nach der Reinigung und Aufbewahrung



Kochsalzlösung wird auch zum Auflösen der ECCO Prozyme-Tabs zur Proteinentfernung empfohlen.

Packungsgröße

100 ml

ECCO med One Step Platin-3% Peroxidlösung mit Platinkatalysator zur Pflege insbesondere Silikonhydrogel-Kontaktlinsen



Zur Desinfektion und Neutralisation weicher Kontaktlinsen in einem Anwendungsschritt.

Packungsgröße

360 ml

Sie können direkt auf unserer Homepage www.mpge.de mit Ihrer Kundennummer und Ihrem Passwort bestellen.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihre/n Gebietsverkaufsleiter/in oder wenden Sie sich direkt an das MPG&E Service-Team über die Hotline 04322 - 750 500.